

### 1年間の無償保証

- ・自然故障が対象
- ・故意、過失による故障、および紛失は対象外
- ・補聴器ボディケース及び電池 / 耳せんなどの消耗品、付属品は対象外
- ・シエルの再作期間は4ヶ月

- ◆お耳の治療をされている方は耳鼻咽喉科専門医にご相談のうえ、お使いください。
- ◆ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

### ワイヤレスオプション

(税込) 1年保証

#### ベルトーン

お手元で聞こえを調整 ミニリモコン	テレビ音声無線送信 TVリンク2	人の声を無線送信 ボイスリンク・プロ ボイスリンク・マイクロ
¥16,500	¥38,500	¥55,000 ¥44,000

#### ユニトロン

お手元で聞こえを調整 DXリモコン	テレビ音声無線送信 TVコネクター	人の声を無線送信 パートナーマイク
¥33,000	¥23,100	¥44,000

※心臓ペースメーカーをご使用されている場合、必ず15cm以上離してお使いください。  
 ※ワイヤレス機器をご使用の場合、途中で通常のマイクモードになることがありますが、その場合は新しい電池に交換が必要となります。  
 (通常のマイクモードでは使用可能な場合があります)  
 ※ワイヤレス機器をご使用の場合は、使用しない場合よりも電池寿命が短くなります。  
 (連続使用での電池寿命：312電池=約30時間前後、13電池=約60時間前後)

## 補聴器総合支援法カタログ

補聴器性能表	90dB 最大出力音圧レベル		最大音響利得 (dB)		誘導コイル 入力の最大 感度 (±6dB)	電池寿命 時間 (h)	使用電池
	最大 OSPL90 (+3dB 以下)	HFA-OSPL90 (±4dB 以下)	ピーク (+3dB 以下)	HFA-FOG (±5dB)			
アライ3 カナル (MP/HP/UP)	119/121/130	113/120/125	50/60/70	45/54/63	-	160・271/144・245 /160・271	312・13
アライ3 カスタム	130	125	70	63	-	271	13
リライ2 - 64DW (MP/HP)	116/120	113/117	58/65	50/57	81/89	235/237	13
リライ1 - 76DW	126	122	57	52	83	217	13
リライ1 - 86DW	134	130	73	67	92	200	13
リライ2 - 95DW	141	130	83	67	98	464	675
S90-SP	142	132	75	67	123	232	675
アチーボ SP*	133	127	75	64	95	133	13
アチーボ UP	134	129	78	67	97	241	675

- ※JIS C 5512:2000 の密閉型疑似耳により測定した最大出力音圧レベルピーク値は以下の通りです (総合支援法要参考データ)  
 アチーボ SP:139dB SPL 以下
- 本仕様は改良のため断りなく変更する場合があります。
  - 実際の電池寿命は使用環境に影響されます。
  - 本データは JIS C 5512-2015 の 2cc カプラに基づいて測定表示されています。
  - 補聴器は適切なフィッティング調整によりその効果が発揮されます。しかし装着者のきこえの状態によってはその効果が異なる場合があります。

## NJH 世界性能をジャパノクオリティで ニュージャパンヒヤリングエイド株式会社

ISO 13485 認証取得企業 (東京・大阪・福岡)

ベルトーン・ユニトロン輸入総代理店製造元

本社：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-5-1  
 TEL：03-3269-4133 (代表) ホームページ：<https://www.njha.co.jp>  
 支社：大阪・福岡・名古屋  
 営業所：札幌・仙台・松山・広島・熊本・鹿児島

### お求め、ご相談は当店へどうぞ。

- ※補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。
- また、フィッティング調整は、器種選定、購入されたお店で行うことが前提となります。
- ※装着者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。

※聞こえに関する詳しい検査は耳鼻科にご相談ください。保守部品の保有期間は製造販売終了より5年間です。製品の仕様、価格などは予告なく変更される場合があります。  
 当カタログと補聴器および周辺機器等の色や形状は、印刷の状態により実際と異なる場合があります。  
 許可番号：13B2X00173 登録番号：13B2005028 / 27B2200116 / 40BZ200032

印刷：2025年6月



2025  
6

# 総合支援法による補聴器支給とその手順

総合支援法には、国が定める身体障害者障害支援等級のいずれかに該当した場合、各市区町村の福祉課へ申請手続をすると補聴器など補装具費用の支給を受けられる制度があります。

総合支援法による補聴器支給までの手順は右ページ 1 2 の通りです。

★原則として2級/3級に重度難聴用、4級/6級に高度難聴用が支給されますが例外もありますのでご注意ください。

★自己負担額は、原則1割負担となります。ただし、所得によっては例外もあります。

(備考)

- ・価格は、電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。
- ・身体の障害状況により、イヤモールドを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
- ・ダンパー入りフックとした場合は、240円増しとすること。
- ・重度難聴用耳かけ型で FM 型受信機、オーディオチューン、FM 型用ワイヤレスを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
- ・デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算すること。

## 【補聴器購入基準価格表】

令和6年4月より

名称	級別	基本構造	価格
高度難聴用ポケット型	4級	① JIS-C-5512-2000 による。90 デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が 140 デシベル未満のもの。 90 デシベル最大出力音圧のピーク値が 125 デシベル以上に及ぶ場合は出力制限装置をつけること	¥ 44,000
高度難聴用耳かけ型	6級	② JIS-C-5512-2015 による。90 デシベル入力最大出力音圧レベルの最大値（ピーク）の公称値が 130 デシベル未満のもの。 90 デシベル入力最大出力音圧レベルの最大値（ピーク）の公称値が 120 デシベル以上に及ぶ場合は出力制限装置をつけること。	¥ 46,400
重度難聴用ポケット型	2級	① JIS-C-5512-2000 による。90 デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が 140 デシベル以上のもの。 その他は高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型の①に準ずる。	¥ 59,000
重度難聴用耳かけ型	3級	② JIS-C-5512-2015 による。90 デシベル入力最大出力音圧レベルの最大値（ピーク）の公称値が 130 デシベル以上のもの。 その他は高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型の②に準ずる。	¥ 71,200
耳あな型オーダーメイド		高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型に準ずる。 ただし、オーダーメイドの出力制限装置は内蔵型を含むこと。	¥144,900

## 【障害等級と障害の状態】

重度難聴	2級	両耳の聴力レベルが、それぞれ 100 デシベル以上のもの（両耳全ろう）
	3級	両耳の聴力レベルがそれぞれ 90 デシベル以上のもの（耳介に接しなれば大音声を理解し得ないもの）
高度難聴	4級	1. 両耳の聴力レベルがそれぞれ 80 デシベル以上のもの（耳介に接しなれば話声を理解し得ないもの） 2. 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が 50% 以下のもの
	6級	1. 両耳の聴力レベルが 70 デシベル以上のもの（40 センチメートル以上の距離で発声された会話を理解し得ないもの） 2. 一側耳の聴力レベルが 90 デシベル以上、他側の聴力レベルが 50 デシベル以上のもの

## 1 「身体障害者手帳」の取得

### 1. ご相談とお申込み

#### 役所の福祉課窓口へ

お住まいの市区町村、役所の「福祉課窓口」に相談、障害者判定医を紹介してもらう。



### 2. 「手帳交付の意見書」の受取

#### 耳鼻咽喉科判定医へ

指定の耳鼻咽喉科で判定医の診察・検査を受け「手帳交付の意見書」を交付してもらう。



### 3. 所定の書類を提出

#### 役所の福祉課窓口へ

「手帳交付の意見書」申請書など、所定の書類を福祉課窓口へ提出。身体障害者手帳の交付を申請する。



### 4. 身体障害者手帳の交付

#### 役所の福祉課窓口へ

障害の程度に応じた等級の身体障害者手帳を受け取る。



## 2 「補聴器支給の意見書」交付と「見積書」の依頼

### 1. 「補聴器支給の意見書」の受取

#### 指定の耳鼻咽喉科判定医へ

「補聴器支給の意見書」の交付をお願いする。



### 2. 見積書の依頼

#### 任意の補聴器取扱店へ

総合支援法取扱の補聴器販売店に見積書の作成を依頼する。



### 3. 補聴器の支給申請

#### 役所の福祉課窓口へ

「身体障害者手帳」「補聴器支給の意見書」「見積書」を提出、補聴器の支給を申請する。



### 4. 補聴具（補聴器）費支給券受取

#### 役所の福祉課窓口から

補聴器支給の適否について判定後、「補聴具（補聴器）費支給券」を受け取る。



### 5. 補聴器の受取

#### 任意の補聴器取扱店へ

「補聴具（補聴器）費支給券」と印鑑を指定の補聴器販売店に持参し、補聴器を受け取る。



※ 以上は基本的な手順であり、各市区町村により異なる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村「福祉課窓口」でご確認をお願いします。

# オーダーメイド 耳あな型 デジタル

高度

## アライ 3

医療機器認証番号：227ADBZX00174000



音質 8チャンネル3メモリー

雑音抑制 サウンドクリーナー、  
風切音マネージャー

ハウリング抑制 逆位相フィードバックイレーサー

会話強調 スピーチスポッター

★その他の特長 ワイヤレス対応

防水防塵 HPF80 ナノブロック

電話対応 オートフォン


誘導コイル 無

適応範囲

■ MP

□ HP

□ UP



# 耳かけ型 デジタル

高度

## リライ 1 - 76DW

医療機器認証番号：303ADBZX00068000



音質 4チャンネル2メモリー

雑音抑制 サウンドクリーナー PRO

ハウリング抑制 逆位相フィードバックイレーサー

会話強調 環境適応型指向性

★その他の特長 リモコン対応、アプリ対応

防水防塵 HPF80 ナノブロック

電話対応 オートフォン

誘導コイル 搭載

電池 13電池

# レシーバー分離 耳かけ型 デジタル

高度

## リライ 2 - 64DW

医療機器認証番号：303ADBZX00068000



\* イヤーマールド不可  
\* オープンモールドは  
別途1万円(非課税)  
※再作期間3ヶ月

音質 6チャンネル4メモリー

雑音抑制 サウンドクリーナー PRO

ハウリング抑制 逆位相フィードバックイレーサー2

会話強調 スピーチスポッター

★その他の特長 ワイヤレス対応、アプリ対応

防水防塵 HPF80 ナノブロック

電話対応 オートフォン


誘導コイル 搭載

電池 13電池

適応範囲

■ MP：(標準)

□ HP：(選択)



# 耳かけ型 デジタル

高度

## アチーボSP

医療機器認証番号：307ADBZX00042000



音質 12チャンネル4メモリー

雑音抑制 ノイズリダクション

ハウリング抑制 ハウリングマネージャー

会話強調 自動マイク・スピーチ明瞭度強化

★その他の特長 リモコン対応、アプリ対応

防水防塵 IP評価68

電話対応 ハンズフリー通話

誘導コイル 搭載

電池 13電池

## 耳かけ型 デジタル

重度

### リライ 1 - 86DW

医療機器認証番号：303ADBZX00068000



- |         |                 |       |              |
|---------|-----------------|-------|--------------|
| 音質      | 4チャンネル2メモリー     | 防水防塵  | HPF80 ナノブロック |
| 雑音抑制    | サウンドクリーナー PRO   | 電話対応  | オートフォン       |
| ハウリング抑制 | 逆位相フィードバックイレーサー | 誘導コイル | 搭載           |
| 会話強調    | 環境適応型指向性        | 電池    | 13電池         |
| ★その他の特長 | リモコン対応、アプリ対応    |       |              |

## 耳かけ型 デジタル

重度

### アチーボUP

医療機器認証番号：307ADBZX00042000



- |         |                 |       |          |
|---------|-----------------|-------|----------|
| 音質      | 12チャンネル4メモリー    | 防水防塵  | IP 評価 68 |
| 雑音抑制    | ノイズリダクション       | 電話対応  | ハンズフリー通話 |
| ハウリング抑制 | ハウリングマネージャー     | 誘導コイル | 搭載       |
| 会話強調    | 自動マイク・スピーチ明瞭度強化 | 電池    | 675電池    |
| ★その他の特長 | リモコン対応、アプリ対応    |       |          |

## 耳かけ型 デジタル

重度

### リライ2 - 95DW

医療機器認証番号：303ADBZX00068000



- |         |                 |       |              |
|---------|-----------------|-------|--------------|
| 音質      | 6チャンネル4メモリー     | 防水防塵  | HPF80 ナノブロック |
| 雑音抑制    | サウンドクリーナー PRO   | 電話対応  | オートフォン       |
| ハウリング抑制 | 逆位相フィードバックイレーサー | 誘導コイル | 搭載           |
| 会話強調    | スピーチスポッター       | 電池    | 675電池        |
| ★その他の特長 | ワイヤレス対応、アプリ対応   |       |              |

## 耳かけ型 アナログ

重度

### S90-SP

医療機器認証番号：22200BZX0037000



- |         |                     |       |              |
|---------|---------------------|-------|--------------|
| 音質      | アナログ<br>LFC・HFC・MOP | 防水防塵  | HPF80 ナノブロック |
| 雑音抑制    | 無                   | 電話対応  | 無            |
| ハウリング抑制 | 無                   | 誘導コイル | 搭載           |
| 会話強調    | 無                   | 電池    | 675電池        |
| ★その他の特長 | アナログ式ボリューム          |       |              |